

# Új kerámia fűtőlappal: C-MAG digital akciós csomag

**IKA®**

**ÚJ!**

## ÚJ IKA® C-MAG HS digitális egységcsomag

Üvegkerámia felületű fűthető mágneses keverő  
+ PT 1000 hőmérséklet szenzor + szenzortartó állvány.  
(Kiváló vegyszerállóságú bemező szenzor a pontos hőmérséklet vezérlés érdekében.)



C-MAG HS 4 digitális egységcsomag  
Erősített keverő motorral (akár 5 l folyadékra)  
Rendelési kód: 56.9020900

Listaár (tartozékokkal): ~~201.920 Ft~~

**Akciós csomag: 159.680 Ft**



C-MAG HS 10 digitális egységcsomag  
Erősített keverő motorral (akár 15 l folyadékra)  
Rendelési kód: 56.9021100

Listaár (tartozékokkal): ~~259.980 Ft~~

**Akciós csomag: 219.020 Ft**

C-MAG HS 7 digitális egységcsomag  
Erősített keverő motorral (akár 10 l folyadékra)  
Rendelési kód: 56.9021000

Listaár (tartozékokkal): ~~224.860 Ft~~

**Akciós csomag: 177.090 Ft**

### Üvegkerámia fűtőlap

Kiváló vegyszerállóság,  
sav, lúg, oldószer álló

### Nagyméretű LCD kijelző

Egyidejűleg jeleníti meg a beállított és az aktuális hőmérsékletet

### Pontos vezérlés

DIN 12878 szenzor csatlakozás bemező szenzorhoz, PT 1000 hőmérséklet szenzorral a mérés pontossága:  $\pm 1$  K





Csomag a következő kiegészítőket tartalmazza:

H 38 szenzortartó rúd  
ETS-D5 és PT 1000 szenzorok  
rögzítéséhez.  
Rendelési kód: 56.3547700  
**6.770 Ft**




Teljes  
megtakarítás:  
**57.130 Ft**

H 44 Kettősdíó  
Szenzortató rúd és tartórúd  
összekapcsolásához  
Rendelési kód: 56.2437700  
**6.770 Ft**



H 16 V Függőleges tartórúd  
Rozsdamentes tartórúd M10 -es  
menettel rendelkező fűthető keverőkhöz  
Rendelési kód: 56.1545100  
**15.990 Ft**



RS 1 mágneses keverőbot készlet  
IKAFLOON és TRIKA mágneses  
keverőbotok  
Rendelési kód: 56.1358600  
**27.600 Ft**



## IKAMAG HS 4 digitális fűthető mágneses keverő

Műszaki adatok	
Keverési térfogat (H <sub>2</sub> O)	5 l
Sebesség kijelzés	skála (1-6)
Fordulatszám	100 – 1.500 rpm
Teljesítmény	250 W
Hőmérséklet tartomány	50 – 500 °C
Fűtési sebesség (1 l H <sub>2</sub> O)	2.5 K/min
Túlfűtés védelem	550 °C (fix)
Hőmérséklet vezérlés PT 1000 szenzorral	± 0.5 K
Fűtőlap	
Anyag	üveg kerámia
Méret	100 x 100 mm
Általános adatok	
Méret (Szé x Mé x Ma)	150 x 260 x 105 mm
Tömeg	3 kg
Rendelési kód	56.4240200
Ár	159.680 Ft

## IKAMAG HS 7 digitális fűthető mágneses keverő

Műszaki adatok	
Keverési térfogat (H <sub>2</sub> O)	10 l
Sebesség kijelzés	skála (1-6)
Fordulatszám	100 – 1.500 rpm
Teljesítmény	1.000 W
Hőmérséklet tartomány	50 – 500 °C
Fűtési sebesség (1 l H <sub>2</sub> O)	5 K/min
Túlfűtés védelem	550 °C (fix)
Hőmérséklet vezérlés PT 1000 szenzorral	± 0.5 K
Fűtőlap	
Anyag	üveg kerámia
Méret	180 x 180 mm
Általános adatok	
Méret (Szé x Mé x Ma)	220 x 330 x 105 mm
Tömeg	5 kg
Ident. No.	56.3487000
Ár	177.090 Ft

## IKAMAG HS 10 digitális fűthető mágneses keverő

Műszaki adatok	
Keverési térfogat (H <sub>2</sub> O)	15 l
Sebesség kijelzés	skála (1-6)
Fordulatszám	100 – 1.500 rpm
Teljesítmény	1.500 W
Hőmérséklet tartomány	50 – 500 °C
Fűtési sebesség (1 l H <sub>2</sub> O)	5 K/min
Túlfűtés védelem	550 °C (fix)
Hőmérséklet vezérlés PT 1000 szenzorral	± 0.5 K
Fűtőlap	
Anyag	üveg kerámia
Méret	260 x 260 mm
Általános adatok	
Méret (Szé x Mé x Ma)	300 x 415 x 105 mm
Tömeg	6 kg
Rendelési kód	56.4240400
Ár	219.020 Ft

A feltüntetett árakhoz 27% ÁFA számítandó. Akciónk módosításig, illetve a készlet erejéig érvényes.



designed  
to work perfectly



Labsystem Kft.  
1139 Budapest, Tahí utca 70/a  
Tel. (1) 436-0790 · Fax (1) 250-1241  
info@labsystem.hu · www.labsystem.hu  
www.laborezszkozkatologus.hu

